


Anticorpo Policlonale Mrpl1 Rabbit Pab - Q9Byd6

Numero articolo: CM0024917



introduzione

Anticorpo policlonale che riconosce l'MRPL1 umano (L1mt, MRP-L1) per WB ed ELISA. Rileva la proteina ribosomiale L1 39S nei mitocondri, con reattività crociata verso umano e ratto. Adatto per studi sulla traduzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale MRPL1 Rabbit pAb
Note/Alias	L1MT; BM022; MRP-L1; MRPL1
Specie	Umano
GeneID (umano)	65008
GeneID	65008
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 51-325 dell'MRPL1 umano (NP_064621.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9BYD6
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacca refrigerante