

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Mrpl20 (Convalidato Kd) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byc9

Numero articolo: CM0004205



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante convalidato KD che bersaglia la proteina ribosomiale mitocondriale MRPL20. Adatto per applicazioni Western blot, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con essere umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla traduzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KD] MRPL20 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	L20mt; bL20m; MRP-L20
Specie	Uomo
ID genico	55052
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 48-147 della MRPL20 umana (NP_060441.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BYC9
Peso proteico	17 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio