


Anticorpo Policlonale Coniglio Mrpl34 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bq48

Numero articolo: CM0023035



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro MRPL34, una proteina della grande subunità ribosomiale mitocondriale. Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Adatto per studi sulla sintesi proteica mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	MRPL34 Rabbit pAb
Note/Alias	L34mt; MRPL34
Specie	Umano
GeneID (Umano)	64981
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 16-92 di MRPL34 umano (NP_076426.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9BQ48
Peso proteico	10kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio