

Anticorpo Policlonale Coniglio Mrpl45 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Brj2

Numero articolo: CM0017283



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio MRPL45, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto. Mira alla proteina mL45 della subunità ribosomica grande mitocondriale per la ricerca sui ribosomi. Materiale primo IVD affidabile.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRPL45 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	Mba1; L45mt; MRP-L45; MRPL45
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84311
GeneID	84311
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BRJ2
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio