

Anticorpo Policlonale Coniglio Mrps16 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3D3

Numero articolo: CM0030118



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro la proteina ribosomiale mitocondriale MRPS16. Validato per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Rileva MRPS16 umano, murino e ratto. Adatto per studi sulla traduzione mitocondriale e ricerche sulla COXPD2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRPS16 Rabbit pAb
Note/Alias	S16mt; COXPD2; RPMS16; CGI-132; MRP-S16; MRPS16
Specie	Umano
GeneID	51021
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli aminoacidi 1-137 di MRPS16 umano (NP_057149.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9Y3D3
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio