


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrps27 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q92552

Numero articolo: CM0014284



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro MRPS27 umano (proteina ribosomiale mitocondriale S27), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Adatto per campioni umani, murini e di ratto. Per uso di ricerca nella traduzione mitocondriale e negli studi sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MRPS27 pAb di coniglio
Note/alias	S27mt; MRP-S27; MRPS27
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	23107
GeneID	23107
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 255-414 di MRPS27 umano (NP_055899.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q92552
Peso della proteina	48 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante