

Mrps36 Coniglio Pab Per Wb, Ihc-P, Elisa - P82909

Numero articolo: CM0024671

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro MRPS36 umano/Componente 4 del complesso alfa-chetoglutarato deidrogenasi, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Adatto per campioni Umani, Ratto. Ideale per studi sul metabolismo mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MRPS36 Coniglio pAb
Note/Alias	MRPS36; DC47; MRP-S36; proteina ribosomiale mitocondriale S36
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6183
GeneID (Ratto)	92259
Immunogeno	Proteina Ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-103 del MRPS36 umano (NP_150597.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	P82909
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio