


Msr1 Mab Di Coniglio Per Wb, Elisa - P21757

Numero articolo: CM0007038



introduzione

MSR1 Rabbit mAb è un anticorpo monoclonale per Western blot e ELISA, che rileva il recettore scavenger 1 dei macrofagi (MSR1/CD204) umano, di topo e di ratto a ~50 kDa. Ideale per studi sulla formazione di cellule schiumose, aterosclerosi e difesa immunitaria innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MSR1 mAb di coniglio
Annotazioni/Alias	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII; MSR1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4481
GeneID	4481
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della MSR1 umana (P21757)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P21757
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio