


Msr1/Sra/Sr-A Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, If-P, Elisa - P21757

Numero articolo: CM0024234



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MSR1 umano (CD204/scavenger receptor A). Reagisce con uomo, topo e ratto. Validato per WB, IF-P e ELISA. Immunogeno: proteina ricombinante (aa 90-274 di MSR1 umano). Utile per la ricerca sull'aterosclerosi e l'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MSR1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII; MSR1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4481
GeneID	4481
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-274 di MSR1 umano (NP_619729.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P21757
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio