

Anticorpo Monoclonale Mst4 Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q9P289

Numero articolo: CM0003387



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro MST4 (STK26), validato per WB ed ELISA con cross-reattività verso umano, topo e ratto. Adatto per studiare la regolazione della crescita cellulare, l'apoptosi e l'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio MST4
Osservazioni/Alias	MASK; MST4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51765
GeneID	51765
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 317-416 di MST4 umano (Q9P289).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9P289
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio