

Anticorpo Policlonale Coniglio Mt-Co3 - Mt-Co3 Rabbit Pab

Numero articolo: CM0025859

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-MT-CO3 per applicazioni WB ed ELISA, che reagisce con specie di topo e ratto. Questo anticorpo è prodotto contro un peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 1-100 del MT-CO3 di topo (NP_904334.1). Adatto per la ricerca mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MT-CO3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	COX3; MT-CO3
Specie	Topo
Gene ID (Umano)	4514
Gene ID	17710
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 del MT-CO3 di topo (NP_904334.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio