


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Mt-Nd1 (Anti-Nadh Dehydrogenase Subunit 1) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P03886

Numero articolo: CM0023472



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MT-ND1 umano (subunità 1 della NADH deidrogenasi). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Peso molecolare target 36 kDa. Ideale per ricerche sul complesso I mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro         | Valore                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto     | MT-ND1 Rabbit pAb                                                                                                   |
| Annotazioni/Alias | MTND1; ND1; MT-ND1                                                                                                  |
| Specie            | Umana                                                                                                               |
| GeneID (Umana)    | 4535                                                                                                                |
| GeneID            | 4535                                                                                                                |
| Immunogeno        | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di MT-ND1 umano (YP_003024026.1) |
| Origine           | Coniglio                                                                                                            |
| Categoria         | Anticorpi policlonali                                                                                               |
| Applicazione      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                            |
| Reazione crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                   |
| SWISS             | P03886                                                                                                              |
| Peso proteico     | 36 kDa                                                                                                              |
| Spedizione        | Sacchetto di ghiaccio                                                                                               |