


Anticorpo Policlonale Coniglio Mt-Nd1 Per Wb Ed Elisa - P03888

Numero articolo: CM0025788



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio MT-ND1 di alta qualità validato per WB ed ELISA. Riconosce la catena 1 della NADH-ubichinone ossidoreduttasi umana e murina, una subunità chiave del Complesso I mitocondriale. Ideale per la ricerca sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MT-ND1 Coniglio pAb
Note/Alias	TrnI; MT-ND1
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	4535
ID Gene	17716
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P03888
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio