

Anticorpo Policlonale Coniglio Mt-Nd3 - Mt-Nd3

Numero articolo: CM0030955

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio diretto contro MT-ND3, prodotto contro un peptide sintetico compreso tra gli amminoacidi 1-100 della proteina MT-ND3 di topo. Convalidato per WB e ELISA in uomo, topo e ratto. Peso molecolare previsto 13 kDa. Ideale per la ricerca sul complesso I mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	MT-ND3 Rabbit pAb
Note / Alias	ND3; MT-ND3
Specie	Topo
ID gene (Uomo)	4537
ID gene (Topo)	17718
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della proteina MT-ND3 di topo (NP_904335.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
Peso proteico	13 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio