

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Mt-Nd4 - Mt-Nd4

Numero articolo: CM0030179

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio si rivolge specificamente a MT-ND4 (ND4), una subunità centrale del complesso I mitocondriale. Adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA, riconosce campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla funzione mitocondriale e sulle malattie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio MT-ND4 (pAb)
Note/Alias	ND4; MT-ND4
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	4538
ID Gene (Topo)	17719
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 360-459 di MT-ND4 di topo (NP_904337.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio