


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mtap Per Wb, Elisa - Q13126

Numero articolo: CM0006213



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la MTAP umana per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce anche con le proteine di topo e ratto. Adatto per lo studio delle vie di recupero della metionina e della biosintesi delle poliammine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MTAP Rabbit mAb
Note/alias	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	4507
GeneID	4507
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-283 della MTAP umana (NP_002442.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q13126
Peso della proteina	31kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante