

Anticorpo Policlonale Coniglio Mtf2 Per Wb, Elisa - Q9Y483

Numero articolo: CM0025096



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MTF2 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Adatto per studi sul complesso PRC2 e ricerca sulla differenziazione delle cellule ES.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MTF2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	M96; PCL2; TDRD19A; dj976O13.2; MTF2
Specie	Umana
GeneID (umano)	22823
GeneID	22823
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 di MTF2 umano (NP_001157864.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y483
Peso proteico	67 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio