

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mthfr Per Wb, Elisa - P42898

Numero articolo: CM0018491



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la metilentetraidrofolato reduttasi umana (MTHFR), validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso il ratto. Essenziale per lo studio del metabolismo dei folati e della metionina e delle varianti patologiche correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MTHFR pAb di coniglio
Note/alias	MTHFR
Specie	Uomo
GeneID (umano)	4524
GeneID	4524
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 della MTHFR umana (NP_005948.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P42898
Peso della proteina	75 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante