


Mtif2 Rabbit Pab - P46199

Numero articolo: CM0023498



introduzione

Anticorpo policlonale che si lega al fattore di iniziazione della traduzione mitocondriale IF-2 (MTIF2), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della sintesi proteica mitocondriale e delle vie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MTIF2 Rabbit pAb
Note/Alias	MTIF2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4528
GeneID	4528
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 428-727 di MTIF2 umano (NP_002444.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P46199
Peso proteico	81kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio