

Mtif2 Pab Di Coniglio - P46199

Numero articolo: CM0023468

introduzione

Anticorpo policlonale diretto contro il fattore di inizio della traduzione mitocondriale IF-2 (MTIF2), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della sintesi proteica mitocondriale e delle vie di segnalazione correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MTIF2 pAb di coniglio
Note / Alias	MTIF2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4528
GeneID	4528
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 428-727 della MTIF2 umana (NP_002444.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P46199
Peso proteico	81kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio