

Mtor Coniglio Pab - P42345

Numero articolo: CM0019663



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-mTOR convalidato per WB, IF/ICC, IP, ELISA con reattività per uomo, topo, ratto. Regolatore centrale della crescita e del metabolismo cellulare; adatto per la ricerca su segnalazione e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	mTOR Rabbit pAb
Note/Altri nomi	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; mTOR
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2475
GeneID	2475
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di mTOR umano (NP_004949.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P42345
Peso proteico	289kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio