

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Mtx1 (Pab) Per Wb, Elisa - Q13505

Numero articolo: CM0024701

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira a MTX1 (Metaxina-1), una proteina della membrana mitocondriale esterna coinvolta nell'importazione proteica. Validato per WB ed ELISA, cross-reattivo con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio MTX1
Note/Alias	MTX; MTXN; MTX1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4580
GeneID	4580
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 186-435 di MTX1 umano (NP_942584.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13505
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio