

Mx1 Coniglio Pab - P20591

Numero articolo: CM0021127



introduzione

Anticorpo policlonale della proteina legante il GTP Mx1 indotta da interferone, convalidato per WB, IHC-P, IHC/ICC ed ELISA. Reagisce con MX1 umano e murino. Ideale per la ricerca sull'immunità innata antivirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MX1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MX; MxA; IFI78; IFI-78K; IncMX1-215; MX1
Specie	Umano
GeneID (umano)	4599
GeneID	4599
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-300 di MX1 umano (NP_001171517.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P20591
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio