

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Myb Per Wb, Elisa - P10242

Numero articolo: CM0017661

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MYB (P10242) per WB ed ELISA. Derivato da un immunogeno peptidico sintetico all'interno degli amminoacidi 380-640 del MYB umano. Adatto per campioni umani nella ricerca trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-MYB
Note/Alias	efg, Cmyb, c-myb, c-myb_CDS, MYB
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4602
GeneID	4602
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 380-640 del MYB umano (NP_005366.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P10242
Peso della proteina	72 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico