

Myf5 Pab Di Coniglio Per Wb - P13349

Numero articolo: CM0022330



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio MYF5 convalidato per WB e ELISA. Reagisce con MYF5 umano e murino, un fattore di trascrizione critico per la differenziazione muscolare. Ideale per ricerche sulla miogenesi e studi sullo sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MYF5 pAb di coniglio
Note/Alias	EORVA; bHLHc2; MYF5
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4617
ID gene	4617
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 143-220 di MYF5 umano (NP_005584.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	P13349
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio