

Myf6 Rabbit Pab Per Wb E Elisa - P23409

Numero articolo: CM0013270

introduzione

Il MYF6 Rabbit pAb (P23409) è un anticorpo policlonale per applicazioni Western blot ed ELISA. Rileva il MYF6 umano, murino e ratto, un fattore di trascrizione di 27 kDa critico per la differenziazione del muscolo scheletrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MYF6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CNM3; MRF4; myf-6; bHLHc4; MYF6
Specie	Umano
GenelD (umano)	4618
GenelD	4618
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-180 del MYF6 umano (NP_002460.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P23409
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio