

## Anticorpo Policlonale Coniglio Myh10 Per Wb & Elisa - P35580

Numero articolo: CM0015151



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MYH10 umano (Miosina-10), validato per Western blot ed ELISA. Rileva MYH10 umano, di topo e di ratto con un peso molecolare previsto di 229 kDa. Ideale per studi sulla motilità cellulare, citochinesi ed entrata virale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Anticorpo Policlonale di Coniglio MYH10                                                                                            |
| Note/Alias            | NMMHCB; NMMHC-IIB; MYH10                                                                                                           |
| Specie                | Umano                                                                                                                              |
| ID Gene (Umano)       | 4628                                                                                                                               |
| ID Gene               | 4628                                                                                                                               |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1908-2007 di MYH10 umano (NP_001242941.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                           |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                              |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                 |
| SWISS                 | P35580                                                                                                                             |
| Peso Proteico         | 229kDa                                                                                                                             |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                                  |