


Anticorpo Monoclonale Coniglio Myh14 Per Wb, If-P, Elisa - Q7Z406

Numero articolo: CM0004360



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio MYH14 validato per WB, IF-P, ELISA; reattivo con umano, topo, ratto. Adatto per studiare la citochinesi, la forma cellulare e le funzioni della miosina non muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio MYH14 (mAb)
Note/Alias	DFNA4; MHC16; MYH17; PNMHH; DFNA4A; miosina; FP17425; NMHC II-C; NMHC-II-C; MYH14
Specie	Umano
GeneID (Umano)	79784
GeneID	79784
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 600-700 di MYH14 umano (NP_079005.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q7Z406
Peso Proteico	228kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio