

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Myh6 Per Wb, If-P, Elisa - P13533

Numero articolo: CM0010574

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la proteina MYH6 umana (alpha-MHC) adatto per WB, IF-P, ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. Per studi sulla contrazione del muscolo cardiaco e sulle mutazioni associate alla cardiomiopatia. SWISS: P13533.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MYH6 Rabbit mAb
Note/Alias	ASD3; MYHC; SSS3; CMH14; MYHCA; CMD1EE; alpha-MHC
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4624
GeneID	4624
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 160-260 della proteina MYH6 umana (NP_002462.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P13533
Peso proteico	224 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio