

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Myh6/A-Mhc Per Wb, If-P, Elisa - P13533

Numero articolo: CM0018022

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità anti-MYH6/ α -MHC, convalidato per WB, IF-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul muscolo cardiaco e lo sviluppo di diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MYH6/ α -MHC Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ASD3, MYHC, SSS3, CMH14, MYHCA, CMD1EE, alpha-MHC, MYH6/ α -MHC
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4624
ID gene	4624
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 600-700 di MYH6/ α -MHC umano (NP_002462.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reazione crociata	Topo, Ratto
SWISS	P13533
Peso proteico	224 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio