

Myh6/A α -Mhc Rabbit Mab - Q02566

Numero articolo: CM0010348



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-MYH6/A α -MHC, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Rileva la miosina-6 (catena pesante della miosina muscolare cardiaca alfa) di topo e ratto. Ideale per ricerche sulla contrazione cardiaca e studi di biologia muscolare. SWISS: Q02566.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MYH6/A α -MHC Rabbit mAb
Note/Alias	Myhca; Myhc-a; alphaMHC; alpha-MHC; A830009F23Rik
Specie	Topo
GeneID (umano)	4624
GeneID	17888
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 621-720 del MYH6/A α -MHC di topo (NP_034986.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q02566
Peso proteico	224 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio