

Polymab® Di Coniglio Anti-Myh6/Myh7 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13533 / P12883

Numero articolo: CM0009406

introduzione

PolymAb® ricombinante di coniglio contro MYH6/MYH7 umano (catena pesante della miosina cardiaca alfa/beta). Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA con reattività verso uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PolymAb® di coniglio anti-MYH6/MYH7
Note/alias	ASD3; MYHC; SSS3; CMH14; MYHCA; CMD1EE; alpha-MHC; CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB
Specie	Uomo
GenelD (umano)	4624/4625
GenelD	4624/4625
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1730-1830 di MYH6/MYH7 umano (NP_002462.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P13533/P12883
Peso della proteina	223 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante