

MyL2 Rabbit Mab Per Wb, If-P, Elisa - P10916

Numero articolo: CM0011507



introduzione

MYL2 Rabbit mAb è un anticorpo monoclonale validato per WB, IF-P, ELISA. Si rivolge a MYL2 (MLC2) umano e presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul muscolo cardiaco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MYL2 Rabbit mAb
Note/Alias	MLC2; CMH10; MFM12; MLC-2; MLC-2v; MLC-2s/v; MYL2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4633
Gene ID	4633
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P10916
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio