

MyL6B Pab Di Coniglio Per Wb, Elisa - P14649

Numero articolo: CM0019565



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MYL6B umano (catena leggera 6B della miosina), validato per WB ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto; adatto per la biologia muscolare e la ricerca sulla miosina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MYL6B pAb di coniglio
Note/Alias	MLC1SA; MYL6B
Specie	Umano
GeneID (umano)	140465
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-208 di MYL6B umano (NP_002466.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P14649
Peso della proteina	23 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante