

Mab Di Coniglio Anti-Mylk Per Wb, Elisa - Q15746

Numero articolo: CM0008691



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro MYLK umano (MLCK) per WB ed ELISA. Adatto per la ricerca sulla contrazione della muscolatura liscia, la migrazione cellulare e la risposta infiammatoria. Peso molecolare 211 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-MYLK
Note/alias	KRP; AAT7; MLCK; MLCK1; MMIHS; MYLK1; MMIHS1; MYLK-L; smMLCK; MLCK108; MLCK210; MSTP083; MYLK
Specie	Umano
GeneID (umano)	4638
GeneID	4638
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1800-1900 di MYLK umano (Q15746).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q15746
Peso della proteina	211 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante