

Anticorpo Policlonale Coniglio Mylk3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q32Mk0

Numero articolo: CM0026703

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato a MYLK3 (Cardiac-MLCK), adatto per WB, IF/ICC, ELISA; reattivo con umano e topo, rileva una proteina di ~88 kDa. Ideale per studi sul sarcomero cardiaco e sulla segnalazione delle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MYLK3 Rabbit pAb
Note/Alias	MLCK; MLCK2; caMLCK; MYLK3
Specie	Umano
GeneID (umano)	91807
GeneID	91807
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-200 di MYLK3 umano (NP_872299.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q32MK0
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio