

Myo10 Rabbit Pab Per Wb, Elisa - Q9HD67

Numero articolo: CM0018258



introduzione

MYO10 Rabbit pAb (Q9HD67) è un anticorpo policlonale convalidato per WB ed ELISA, che mira al MYO10 umano con reattività crociata al topo. Ideale per studiare le funzioni della miosina-X nell'adesione cellulare, nei filopodi e nel trasporto intracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MYO10 Rabbit pAb
Note/Alias	MyoX; MYO10
Specie	Umano
Gene ID	4651 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 845-944 del MYO10 umano (NP_036466.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9HD67
Peso Proteico	237kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio