

Anticorpo Policlonale Coniglio Myo5A Per Wb, Elisa - Q9Y4I1

Numero articolo: CM0025685



introduzione

MYO5A Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto nel coniglio contro la proteina ricombinante umana MYO5A. Validato per WB ed ELISA nell'uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla funzione del motore miosina-Va, sul trasporto dei melanosomi e sulla polarizzazione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MYO5A Rabbit pAb
Note/Alias	GS1; MYO5; MYH12; MYR12; MYO5A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4644
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 950-1150 della MYO5A umana (NP_000250.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y4I1
Peso proteico	215kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio