


Myoc Rabbit Pab Per Wb, Elisa - Q99972

Numero articolo: CM0024287



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al MYOC umano (Myocilina). Validato per applicazioni WB ed ELISA, con reattività crociata verso umano e topo. Ideale per ricerche sul glaucoma, sull'adesione cellulare e sulla migrazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MYOC Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GPOA; JOAG; TIGR; GLC1A; JOAG1; MYOC
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4653
GeneID	4653
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q99972
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio