


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti Mioglobina Per Wb E Elisa - P02144

Numero articolo: CM0003517



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la Mioglobina umana (P02144), adatto per applicazioni WB e ELISA. Rileva la mioglobina di topo e ratto. Fondamentale per studi sul trasporto dell'ossigeno, la fisiologia muscolare e l'attività di nitrito reductasi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | Mioglobina mAb di coniglio                                                                                                             |
| Note/Alias          | MYOSB; PVALB; Mioglobina                                                                                                               |
| Specie              | Umana                                                                                                                                  |
| GeneID (Umana)      | 4151                                                                                                                                   |
| GeneID              | 4151                                                                                                                                   |
| Immunogeno          | Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 55-154 della Mioglobina umana (P02144). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                               |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                  |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Reattività crociata | Topo, Ratto                                                                                                                            |
| SWISS               | P02144                                                                                                                                 |
| Peso proteico       | 17kDa                                                                                                                                  |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                  |