


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Myot Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubf9

Numero articolo: CM0026831



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per la miotilina umana (MYOT). Validato per applicazioni di WB, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla cellula muscolare e sull'assemblaggio dei miofibrilli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-MYOT
Note/Alias	MFM3; TTID; TTOD; LGMD1; LGMD1A; MYOT
Specie	Umana
GeneID (Umano)	9499
GeneID	9499
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 259-314 della MYOT umana (NP_001129412.1))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBF9
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio