

Pab Coniglio Anti-Myoz2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Npc6

Numero articolo: CM0028597

introduzione

Il pAb coniglio anti-MYOZ2 è un anticorpo policlonale applicabile in WB, IF/ICC, ELISA che riconosce la Myozenina-2 (calsarcina-1) umana, di topo e di ratto. Fondamentale per l'organizzazione della linea Z del sarcomero e la segnalazione della calcineurina, è adatto per studi sul muscolo cardiaco e scheletrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio anti-MYOZ2
Note/Alias	CS-1; CMH16; C4orf5; FATZ-2; MYOZ2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	51778
GeneID	51778
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NPC6
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio