

Pab Rabbit Anti N5-Metilcitidina - M5C

Numero articolo: CM0024615

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la N5-Metilcitidina (m5C), una modificazione chiave dell'RNA. Validato per IF/ICC e ELISA con reattività crociata umana, a supporto della ricerca epitrascrittomica e dello sviluppo di diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb rabbit anti N5-Metilcitidina
Note / Alias	m5C; N5-Metilcitidina
Immunogeno	Composti chimici corrispondenti alla N5-Metilcitidina / m5C.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio