

N6-Metiladenosina / M6A Mouse Mab - A19136

Numero articolo: CM0003140

introduzione

Anticorpo monoclonale murino anti N6-metiladenosina (m6A) convalidato per dot blot (DB) e ELISA. Rilevamento indipendente dalla specie della modificazione dell'RNA m6A. Ideale per applicazioni di ricerca epigenetica e sull'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	N6-metiladenosina / m6A Mouse mAb
Note/Alias	N6-metiladenosina; m6A; N6-metiladenosina / m6A
ID genico (Umano)	m6A
Immunogeno	Composti chimici corrispondenti a N6-metiladenosina / m6A
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	DB, ELISA
Reattività crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio