

Anticorpo Monoclonale Coniglio N6-Metiladenosina (M6A) Per Merip, Elisa, If/Icc, Db E Nucleotide Array

Numero articolo: CM0000064

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio (mAb) N6-metiladenosina (m6A) di alta qualità per applicazioni meRIP, ELISA, IF/ICC, DB e nucleotide array. Esibisce reattività crociata indipendente dalla specie. Adatto per studi epitrascrittomici e mappatura delle modifiche dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	N6-metiladenosina / m6A Coniglio mAb
Note/Alias	N6-metiladenosina; m6A; N6-metiladenosina / m6A
ID Gene (Umano)	m6AA
Immunogeno	Composti chimici corrispondenti a N6-metiladenosina / m6A
Fonte	Coniglio
Categoria	Altri anticorpi modificati
Applicazione	DB, IF/ICC, ELISA, meRIP, Nucleotide Array
Reattività crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Borsa del ghiaccio