

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-N6-Metiladenosina (M6A) Per Merip, Dot Blot, Elisa E Nucleotide Array

Numero articolo: CM0000050

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-m6A indipendente dalla specie, validato per meRIP, dot blot, ELISA, IF/ICC e nucleotide array. Adatto per la ricerca sulle modifiche dell'RNA e lo sviluppo di saggi epitranscriptomici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio anti-N6-metiladenosina / m6A
Note / Alias	N6-metiladenosina; m6A; N6-metiladenosina / m6A
ID Gene (Umano)	m6A
Immunogeno	Composti chimici corrispondenti a N6-metiladenosina / m6A
Sorgente	Coniglio
Categoria	Altri Anticorpi per Modifiche
Applicazione	DB, IF/ICC, ELISA, meRIP, Nucleotide Array
Reattività Incrociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Borsa del ghiaccio