


Naa60 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H7X0

Numero articolo: CM0028487



introduzione

NAA60 Anticorpo Policlonale di Coniglio validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con Umano, Topo, Ratto. La N-alfa-acetiltransferasi 60 (NatF) acetila le proteine transmembrana, essenziale per la segregazione cromosomica. Ideale per la ricerca sul cancro e l'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NAA60 pAb di Coniglio
Note/Alias	HAT4; NatF; NAT15; hNaa60; NAA60
Specie	Umano
GeneID (Umano)	79903
GeneID	79903
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-184 di NAA60 umana (NP_001077070.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H7X0
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio