


## Anticorpo Policlonale Coniglio Naf1 Per Wb, Elisa - Q96Hr8

Numero articolo: CM0022331



### introduzione

Generato contro una proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 150-400 di NAF1 umana, questo anticorpo riconosce NAF1 umana, murina e ratto per applicazioni Western blot e ELISA nella ricerca sulla biogenesi dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | NAF1 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Osservazioni/Alias  | NAF1                                                                                                                         |
| Specie              | Umano                                                                                                                        |
| GeneID              | 92345                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-400 di NAF1 umana (NP_612395.2) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività crociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                          |
| SWISS               | Q96HR8                                                                                                                       |
| Peso proteico       | 54kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                           |