


Anticorpo Policlonale Coniglio Nagk Per Wb, Elisa - Q9Uj70

Numero articolo: CM0030282



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio NAGK validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla funzione della chinasi GlcNAc nel metabolismo dei glicani e nell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale coniglio NAGK
Note/Alias	GNK; HSA242910; NAGK
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55577
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-210 di NAGK umano (NP_060037.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UJ70
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio