

Naif1 Pab Di Coniglio - Q69Yi7

Numero articolo: CM0018421

introduzione

Anticorpo policlonale diretto contro la proteina NAIF1 (fattore 1 induttore dell'apoptosi nucleare) da 35 kDa, per applicazioni WB ed ELISA su campioni umani, di topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NAIF1 pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	C9orf90; bA379C10.2; NAIF1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	203245
GeneID	203245
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-110 della NAIF1 umana (NP_931045.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q69YI7
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio